

# M3

## Monitor de Signos Vitales



Diseño Portátil



Termómetro  
Infrarrojo en Oído



**EDAN**

A world of potential

# M3 Monitor de Signos Vitales

Resultado ser una solución duradera y eficiente para pacientes ambulatorios y en salas generales, el M3 trae signos vitales eficaces que vigilan a la mayoría de la atención sanitaria ambulatoria y regular.

- Pantalla color TFT-LCD de alta resolución de 5.6 "
- Diseño ligero y portátil
- Interfaz de uso fácil
- Configuraciones flexibles para satisfacer diferentes necesidades clínicas
- Modo Automático/Manual/Continuo/Promedio de Presión
- Mediciones en tiempo real & visualización de tendencias
- Batería recargable de litio-ion integrada para 8 horas de trabajo continuo
- Soporta disco flash USB
- Soporta el lector de código de barras
- Comunicación bidireccional con el sistema de monitoreo central MFM-CMS

30,000

Revisión de Medición  
de NIBP

72 h

Revisión de  
Tendencia

800

Revisión de  
Alarma

- Compatible con PatientCare Viewer Software para gestión de datos en PC
- Soporta LAN cableado/Wi-Fi, HL7 via archivos de XML o MFM-CMS
- Llamada a enfermera
- Adecuado para pacientes adultos, pediátricos y neonatales

## Conectividad Sin Fisuras



Visor Web



MFM-CMS



## Soluciones de Montaje



Soporte de Pared



Soporte Rodante



Gancho de Cama



## Especificación

Configuración	SpO <sub>2</sub>	NIBP	Quick Temp	Termómetro Infrarrojo en Oído
M3 (sólo SpO <sub>2</sub> )	✓	—	—	—
M3 (sólo NIBP)	—	✓	—	—
M3 (SpO <sub>2</sub> +NIBP)	✓	✓	—	—
M3 (NIBP+Quick Temp)	—	✓	✓	—
M3 (NIBP + Termómetro Infrarrojo en Oído)	—	✓	—	✓
M3 (SpO <sub>2</sub> + NIBP + Quick Temp)	✓	✓	✓	—
M3 (SpO <sub>2</sub> + NIBP + Termómetro Infrarrojo en Oído)	✓	✓	—	✓