

SE-601 Series

Electrocardiógrafo



SE-601 Series

Electrocardiógrafo



Acerca de Edan

Edan es una compañía médica dedicada a mejorar la condición humana en todo el mundo al ofrecer productos médicos y servicios orientados al valor, innovadores y de alta calidad. Durante más de 20 años, Edan ha sido pionera en una comprehensiva línea de soluciones médicas que abordan una amplia gama de prácticas de atención médica, incluyendo:

- ECG de Diagnóstico
- Monitoreo de Paciente
- Obstetricia y Ginecología
- Imágenes de Ultrasonido
- Pruebas Point-of-Care
- Diagnóstico In-Vitro
- Veterinaria

Los profesionales de la salud en todo el mundo dependen de las innovadoras tecnologías médicas de Edan y de un excelente soporte al cliente.

SE-601 Series

Electrocardiógrafo



Diseño portátil



Teclado Alfanumérico



Pantalla Táctil (solo SE-601C)

Diseño Fácil de Usar

- Diseño portátil y compacto
- Pantalla táctil a color de 5.6" de alta resolución (opcional)
- Teclado alfanumérico

Flujo de Trabajo Optimizado

- Operación de un solo toque
- Soporta el lector de código de barras para maximizar el flujo de trabajo (Solo para SE-601B/C)

Desempeño Clínico Preciso

- Adquisición simultánea de 12 derivaciones
- La tasa de muestreo de hasta 16 000 Hz tiene como objetivo capturar todos los detalles para generar un resultado preciso
- Detección de señal débil con la tecnología de convertidor avanzada A/D de 24 bits
- Tecnología anti-ruido con filtros completos y alto CMRR de más de 140dB
- El ancho de banda de 0,01 a 300 Hz garantiza la interpretación especialmente para pacientes pediátricos
- Impresión extendida una vez que se detecte arritmia para más análisis
- Mediciones e interpretación automáticas aprobadas por bases de datos de CSE/AHA/MIT
- Algoritmo de Glasgow opcional con interpretación especializada de ECG para niños

Gestión de Datos

- Almacenamiento interno de hasta 800 ECGs que puede ser expandido mediante un disco flash USB
- SE-1515 Software de PC para gestión de datos (opcional)
- Formatos de informe: PDF (solo para SE-601B/C) y opcional
- Exportar datos SCP/FDA/XML/DICOM.



SE-601C With Rolling Stand
(Pantalla Táctil LCD a Color de 5.6")



SE-601A
(Pantalla LCD Monocromática de 3.5")



SE-601B
(Pantalla LCD a Color de 5.6")



Conectividad sin Fisuras



Expande su base de datos de ECG en red con la ayuda de EDAN SE-1515 Data Management System

- Comunicación bidireccional con máquinas de ECG en worklist y reportes.
- Consulta cardíaca sobre los informes de ECG mediante la compatibilidad de bases de datos.
- Varios formatos de informes para exportación, incluyendo PDF, XML, SCP, DICOM, JPG, BMP, y DOC.
- Acceso de datos con HIS/EMR/PACs/CIS basado en el protocolo HL7/DICOM/GDT.