

EDAN

SD5/SD6

Doppler Ultrasonico de Mesa



Care for Health

EDAN



SD5



Soporte móvil



Portátil



SD5/SD6

Doppler Ultrasonico de Mesa

Los Doppler ultrasónicos de mesa SD5 y SD6 son el innovador desarrollo de la categoría de Doppler fetal de EDAN. La avanzada tecnología infrarroja realmente ofrece libertad a las aplicaciones clínicas en obstetricia. La sonda a control remoto y el soporte con ruedas le proporcionan un práctico entorno de trabajo que le permite prestar total atención a sus pacientes. La serie SD incorpora una pantalla informativa cristalina que presenta los valores FCF en letra grande con una avanzada técnica de cálculo para examinar embarazos en etapas iniciales a partir de la semana 10.



Bolso

Características

Tecnología de comunicación avanzada

El transductor inalámbrico mediante tecnología infrarrojo ofrece una mayor libertad de movimiento

Práctica sonda a control remoto

Los botones en la sonda proporcionan un control flexible del Doppler

Altavoces dobles de alta fidelidad

Los altavoces dobles permiten a las mamás oír los latidos del bebé con una calidad de sonido superior

Cálculo preciso de FCF

La aplicación de un logaritmo de autocorrelación garantiza la precisión de la FCF

Grabadora de audio integrada

La grabación del sonido de la FCF proporciona mayor confiabilidad al diagnóstico

Opción anti ruido

Los auriculares le permiten obtener una calidad de audio ideal
Sonido de la FCF incluso en entornos ruidosos

Diseño portátil y liviano

Su exclusivo diseño es perfecto para su uso portátil

Soluciones flexibles de suministro eléctrico

Batería recargable integrada y suministro de eléctrico - CA/CC disponibles

Traba de seguridad

Un cable de seguridad mantiene el Doppler seguro donde quiera que esté



SD6



Traba de seguridad



Auricular



Sonda con cable SD5



Sonda inalámbrica SD6



SD5 & SD6

Doppler Ultrasonico de Mesa

EDAN Edan Instruments, Inc.

▪ 3/F – B, Nanshan Medical Equipment Park, Nanhai Rd 1019#, Shekou, Nanshan Shenzhen, 518067 P.R. China
▪ Tel: +86-755-26898326 ▪ Fax: +86-755-26898330 ▪ www.edan.com.cn ▪ Email: info@edan.com.cn

▪ Todos los derechos reservados. Las características y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.



SPA-OB & GYN-SD5&SD6-V2.5-20130513