



MFM-CMS
Sistema de Monitorización Central

MFM-CMS

Sistema de Monitorización Central



Acerca de Edan

Edan es una compañía médica dedicada a mejorar la condición humana en todo el mundo al ofrecer productos médicos y servicios orientados al valor, innovadores y de alta calidad. Durante más de 20 años, Edan ha sido pionera en una comprehensiva línea de soluciones médicas que abordan una amplia gama de prácticas de atención médica, incluyendo:

- ECG de Diagnóstico
- Monitoreo de Paciente
- Obstetricia y Ginecología
- Imágenes de Ultrasonido
- Pruebas Point-of-Care
- Diagnóstico In-Vitro
- Veterinaria

Los profesionales de la salud en todo el mundo dependen de las innovadoras tecnologías médicas de Edan y de un excelente soporte al cliente.



Edan Instruments, Inc. | No.15 Jinhui Rd., Jinsha Community,
Kengzi Subdistrict, Pingshan District, Shenzhen | 518122, P.R. China
+86.755.26898326 | www.edan.com.cn | info@edan.com.cn

© 2017 Edan Instruments, Inc. Todos los derechos reservados. Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Ninguna reproducción, copia o transmisión puede hacerse sin permiso escrito. No todos los productos o características están disponibles en todos los territorios, póngase en contacto con Edan para disponibilidad local.



SPA-PM-MFM-CMS-V2.3-20170613





- Monitorización de doble pantalla
- Interfaz fácil de usar y flujo de trabajo optimizado
- Conexión via LAN/WLAN con 128 monitores
- Soporta HL7 / XML
- Monitoreo de datos estadísticos y análisis
- Dosis de fármaco, Cálculo hemodinámico, Oxigenación, Función renal
- Cálculo de ventilación
- Comunicación bidireccional con los monitores de paciente de EDAN
- Sincronización de tiempo
- Medición de NIBP remota
- Gestión de lotes
- Configuración de información del paciente
- Configuración de alarma

MFM-CMS

Sistema de Monitorización Central

MFM-CMS le provee una completa solución de monitorización central para todos los monitores de EDAN. Ofrece una monitorización sin fisuras desde el transporte hasta la hospitalización, desde la atención intensiva hasta la atención general, facilitando un acceso a la tecnología de monitoreo bien organizada.

Capacidad de almacenamiento para cada paciente:

720	720	240 h	240 h	12 h
Revisión de NIBP	Evento de Alarma	Tendencia	Despliegue Completo de Formas de Onda	Tendencia Corta Dinámica

Función de Cálculo

En MFM-CMS se introducen cinco tipos de cálculos para proporcionar una guía clínica incluyendo cálculo de dosis de fármaco, cálculo hemodinámico, cálculo de oxigenación, cálculo renal y cálculo de ventilación.



Oxigenación



Función Renal



Hemodinámico



Dosis de Fármaco



Ventilación

Estadística y Análisis

Además de monitorización estadística, el análisis de eventos de alarma, ECG ARR y datos históricos, se pueden mostrar en la ventana de gestión tanto en forma gráfica como en forma tabular.

