



Coche de Emergencia (BT168AM)



Configuración estándar:

- Agarradera superior para desplazamiento del coche
- Porta monitor desfibrilador giratorio de 90° fabricado
- En plancha metálica acero LAF con correa sujetadora de Nylon para seguridad del equipo
- Papelera con tapa.
- Soporte para balón de oxígeno tipo E
- Tablero de RCP
- Portasuero de acero inoxidable de altura ajustable por tuerca plástica
- Bandeja lateral portaaspirador secreciones
- Cubierta protectora del panel de superficie
- Ruedas de 5 pulgadas (2 con frenos)
- Cintillo con bloqueador numérico desechable*10
- Divisor pequeño*30
- Divisor mediano*15
- Divisor grande *10
- Sub-divisores horizontales, pequeño*8 y grande *6
- Hasta 5 gavetas (2 pequeñas, 2 medianas y uno grande)

Modelo	Tamaño	Cajón pequeño	Cajón mediano	Cajón grande	Tipo de bloqueo	Tamaño de rueda
168AM-90	790*610*900MM / 8H	1	2	1	Candado	5 pulg
168AM-100	790*610*1000MM / 9H	2	2	1	Candado	5 pulg
168AM-110	790*610*1100MM / 10H	3	2	1	Candado	5 pulg

Professional medical equipment manufacturer ISO

