



# big ben<sup>®</sup>

Máxima precisión, para toda la vida.





## big ben® ROUND Y SQUARE TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN

Ésta es la genuina calidad Riester con calibración para toda una vida a para la rutina diaria. Disponible como modelo de mesa, de pie y de barra (anestesia ) con un surtido completo de brazaletes. (brazaletes de bolsa o desinfectables de una sola pieza „one piece cuffs”).



Tecnología de medición para toda la vida con resistencia a presiones de hasta un máximo de 600mmHg

- Tecnología de medición para toda la vida con resistencia a presiones de hasta un máximo de 600mmHg
- Escala de gran tamaño (Ø 147,2 mm o 145,5 mm) y excelente contraste para una lectura óptima; escala hasta 300 mm Hg
- Amplio cestillo en la parte posterior del aparato para tubos y brazaletes
- Pera de látex para inflar el brazalete
- Válvula de purga de aire sin desgaste, con regulación fina
- Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición
- Membrana muy resistente al envejecimiento, de cobre-berilio especialmente endurecido, soporta presiones de hasta 600 mm Hg
- Mecanismo de precisión montado sobre un puente especial para garantizar una estabilidad absoluta del sistema de medición y el punto cero
- Sin fijación del punto cero
- Máxima tolerancia de error: +/- 3 mm Hg

## big ben® DISEÑO DE SOBREMESA



Unión atornillada del tubo cromada, para cambiar rápidamente los brazaletes.

### Referencias:

brazalete arrollable, adultos	redondo	No.1451	cuadrado	No. 1454
brazalete con gancho, adultos	redondo	No.1452	cuadrado	No. 1455
brazalete de velcro, adultos	redondo	No.1453	cuadrado	No. 1456
brazalete de velcro, brazos gruesos	redondo	No.1453-123	cuadrado	No. 1456-123
brazalete de velcro, niños	redondo	No.1453-130	cuadrado	No. 1456-130
sólo manómetro, con base de sobremesa,sin accesorios	redondo	No.1453-100	cuadrado	No. 1456-100

Un amplio surtido de brazaletes (brazaletes de bolsa o desinfectables de una sola pieza) están disponibles (Indique LF para libras de látex )



Tubo en espiral extensible hasta 3 m.



Pera de látex con válvula de purga de precisión.



big ben®

DISEÑO DE SOBREMESA



big ben®  
**DISEÑO DE PARED**

Referencias:

brazalete arrollable, adultos	redondo	No.1457	cuadrado	No. 1463
brazalete con gancho, adultos	redondo	No.1458	cuadrado	No. 1464
brazalete de velcro, adultos	redondo	No.1459	cuadrado	No. 1465
brazalete de velcro, brazos gruesos	redondo	No.1459-123	cuadrado	No. 1465-123
brazalete de velcro, niños	redondo	No.1459-130	cuadrado	No. 1465-130
sólo manómetro, con soporte para pared, sin accesorios	redondo	No.1459-100	cuadrado	No. 1465-100

Para transformar en modelo para anestesia:  
abrazadera universal para fijación a una barra

No. 10384



Equipado para girar a los lados.  
Canasta espaciosa en la parte trasera para el cable espiral y brazaletes



big ben®  
**ANESTESIA:**

Referencias:

brazalete arrollable, adultos	redondo	No.1486	cuadrado	No. 1493
brazalete con gancho, adultos	redondo	No.1487	cuadrado	No. 1494
brazalete de velcro, adultos	redondo	No.1488	cuadrado	No. 1495
brazalete de velcro, brazos gruesos	redondo	No.1488-123	cuadrado	No. 1495-123
brazalete de velcro, niños	redondo	No.1488-130	cuadrado	No. 1495-130
sólo manómetro, con fijación para barra, sin accesorios	redondo	No.1488-100	cuadrado	No. 1495-100

Para transformar en modelo para anestesia:  
abrazadera universal para fijación a una barra

No. 10384

Para transformar en modelo de pared:  
soporte para pared de 3 agujeros, incl. 3 tornillos

No. 54663

Un amplio surtido de brazaletes (brazaletes de bolsa o desinfectables de una sola pieza) están disponibles (Indique LF para libres de látex )



Fijación rápida a cualquier barra de tipo habitual mediante la abrazadera universal.

big ben®

**DISEÑO DE PARED/ANESTESIA**

big ben®  
**DISEÑO DE PIE**



big ben® modelo de pie con base movable

- Altura ajustable de 90 cm a 140 cm
- Diámetro 53 cm
- Base movable, resistente, hecha de fibra de vidrio-plástico y cromo plateado
- Fácil de mover debido a los rodillos de dirección de baja fricción
- Canasta espaciosa al reverso (incluida) y canasta opcional adjunta al pie pequeña: L250 x A90 x A200 mm grande: L230 x A230 x A250 mm



Referencias:

brazalete arrollable, adultos	redondo	No.1466	cuadrado	No. 1476
brazalete con gancho, adultos	redondo	No.1467	cuadrado	No. 1477
brazalete de velcro, adultos	redondo	No.1468	cuadrado	No. 1478
brazalete de velcro, brazos gruesos	redondo	No.1468-123	cuadrado	No. 1478-123
brazalete de velcro, niños	redondo	No.1468-130	cuadrado	No. 1478-130
sólo manómetro, sin pie, brazalete	redondo	No.1468-500	cuadrado	No. 1478-500
de velcro, adultos				
Canasta	grande	No.10393	pequeña	No. 10392

Un amplio surtido de brazaletes (brazaletes de bolsa o desinfectables de una sola pieza) están disponibles (Indique LF para libres de látex )

big ben®

**DISEÑO DE PIE**

**Rudolf Riester GmbH** | P.O. Box 35 | Bruckstraße 31 | DE - 72417 Jungingen | Germany  
Tel.: (+49) +7477-9270-0 | Fax.: (+49) +7477-9270-70 | E-Mail: info@riester.de | www.riester.de