

LINTERNA PARA EXAMENES	
MARCA:	RIESTER
MODELO:	RI-PEN 5070 (LED)
PROCEDENCIA:	ALEMANIA

APLICACIÓN:

Instrumento utilizado para la iluminación en cavidades como oído, garganta y también para la observación de pupilas, es usado en los servicios de Pediatría, Neurología, Medicina General y Consultorios Externos

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Validación fotobiológica como lámpara de pupilas según EN 62471:2008 Iluminación LED, libre de rayos UV
- Campo de iluminación mejorado por medio de un rayo de luz central
- Libre de níquel
- Higiene mejorada - desinfectable
- Carcasa ligera de aluminio con clip metálico
- Encendido y apagado sencillo

DATOS TÉCNICOS

- 3 V LED
- 5.300 Kelvin
- 40.000 Lux max.
- Campo de iluminación: aprox. 40mm diámetro (distancia 15cm)

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Ninguno.