


Rotor oscilante, 4 posiciones | 1624

Rotor	
RPM máx. RCF máx.	4.000 min ⁻¹ 2.665
Capacidad máx.	4 x 100 ml
Accler. Deceler. en s, frenado	22 25
Escuadras Nivel de ruido máx.	90° 55 dB (A)
Nº referencia	1624



Soporte	
Tapa biológicamente estanca ⁵⁾	1492
Nº referencia	1481



	Blutabnahmegefäße / Uringefäße								Gefäße mit Schraubverschluss							
Gefäße																
Kapazität in ml	1,1–1,4	2,7–3	2,6–4,9	4–8,5	9–10	10	1,6–7	4–10	15	50	12	25	30	50	10	
Ø x L in mm	8 x 66	11 x 66	13x65/90	15x75/92	16x92	15x102	13x75/100	16x75/100	17x120	29x115	17 x 100	25 x 90	25 x 110	29 x 115	16 x 80	
max. RCF ²⁾	2.540	2.558	2.558	2.576	2.540	2.665	2.558	2.522	2.665	2.665	2.665	2.343	2.665	2.665	2.522	
Radius in mm	142	143	143	144	142	149	143	141	149	149	149	131	149	149	141	
Adapter																
Bohrung Ø x L in mm	9x47	13,4x48	13,4x48	15,6x47	17,6x91	17,6x91	13,4x48	16,5x56	17x90	30x90	17x80	26x72	26x80	29,5x80	16,5x56	
Gefäße pro Rotor	28	20	20	16	16	16	20	16	4	4	4	4	4	4	4	
Bestell-Nr.	1457	1383	1383	1459	1329	1329 ⁴⁾	1383	1348	1347	1384	6311	1363	1365	6318	1348	

	Gefäße mit Schraubverschluss			0534 ⁶⁾
Gefäße				
Kapazität in ml	30	50	85	30
Ø x L in mm	26 x 95	29x107	38x106	44x105
max. RCF ²⁾	2.451	2.630	2.612	2.540
Radius in mm	137	147	146	142
Adapter				
Bohrung Ø x L in mm	26x83	29x93	38,5x92	45,9x98
Gefäße pro Rotor	4	4	4	4
Bestell-Nr.	4417	4416	1396	0765

Tubos para baño de cromo

Inserto

- 2) Los valores RCF indicados sólo se refieren al rendimiento de los rotors. La RCF máx. para los recipientes de centrifugación usados deberá consultarse a los fabricantes respectivos. Para los tubos de vidrio marcados con nota al pie de página 2) la RCF máx. es de 4.000.
- 3) Al utilizar estos tubos, el soporte 1490 no podrá cerrarse con la tapa 1492.
- 4) Rogamos que elimine las piezas insertadas.
- 5) Homologada por el TÜV conforme a la norma DIN EN 61010, parte 2-020.
- 6) Para cerrar el tubo al agitar o mezclar se dispone de un tapón de goma. Nº ref. 0535. El tubo no deberá centrifugarse con el tapón.