


Rotor angular, 12 posiciones | 1613

Rotor

RPM máx. RCF máx.	6.000 min ⁻¹ 4.146
Capacidad máx.	12 x 15 ml
Aceler. Deceler. en s, frenado	13 15
Escuadras Nivel de ruido máx.	35° 55 dB (A)
N° referencia	1613



Recipientes

	Pediatría	Tubos ²⁾					Recipiente de extracción de sangre / tubos de orina							
Capacidad en ml		0,5	4	5	6	15	1,1-1,4	2,6-3,4	2,7-3	4,5-5	4,9	7,5-8,2	9-10	10
Ø x L en mm		10,7 x 46	10 x 88	12/13 x 75	12 x 82	17 x 100	8 x 66	13 x 65	11 x 66	11 x 92	13 x 90	15 x 92	16 x 92	15 x 102
RCF máx. ²⁾		2.777	3.502	3.300	3.300	4.146	3.300	3.300	3.300	4.146	4.146	4.146	4.146	4.146
Radio en mm		69	87	82	82	103	82	82	82	103	103	103	103	103



Adaptador

Taladro Ø x L en mm	11x35	11,5x67,5	13,5x60	13,5x60	17,7x88	13,5x60	13,5x60	13,5x60	17,7x88	17,7x88	17,7x88	17,7x88	17,7x88	17,7x88
Recipientes por rotor	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
N° referencia	2 x 1063-6 (6 uds.)	6305	1054-A	1054-A	-	1054-A	1054-A	1054-A	-	-	-	-	-	-

Recipiente de sangre / de orina

Capacidad en ml	1,6-5	8	8,5-10	15
Ø x L en mm	13 x 75	16 x 125	16 x 100	17 x 120
RCF máx. ²⁾	3.300	4.146	4.146	4.146
Radio en mm	82	103	103	103



Adaptador

Taladro Ø x L en mm	13,5x60	17,7x88	17,7x88	17,7x88
Recipientes por rotor	12	6	12	6
N° referencia	1054-A	-	-	-

2) Los valores RCF indicados sólo se refieren al rendimiento de los rotores. La RCF máx. para los recipientes de centrifugación usados deberá consultarse a los fabricantes respectivos. Para los tubos de vidrio marcados con nota al pie de página 2) la RCF máx. es de 4.000.

Paquetes

ROTOFIX 32 A

TUBOS DE SANGRE PAQUETE 1

		Recipientes	Capacidad (ml)	Tamaño (mm)	RPM	RCF
- 1 x Centrífuga ROTOFIX 32 A	1206	20	1,6 - 7	13 x 90 / 100	4.000	2.558
- 1 x Rotor oscilante, 4 posiciones	1624	16	4 - 10	16 x 75 / 100	4.000	2.522
- 4 x Soporte	1481					
- 4 x Tapa (biológicamente estanca)	1492					
- 4 x Adaptador, 5 posiciones	1383					
- 4 x Adaptador, 4 posiciones	1348					
1206SET1						

