



Rotor oscilante, 4 posiciones | 1624

Rotor		Soporte	
RPM máx. RCF máx.	4.000 min ⁻¹ 1.968	N° referencia	1366
Capacidad máx.	48 x 4 ml		
Aceler. Deceler. en s, frenado	22 25		
Escuadras Nivel de ruido máx.	90° 56 dB (A)		
N° referencia	1624		



	Microtubos	Rhesus	Tubos ²⁾
Recipientes			
Capacidad en ml	1,5	2,0	1
Ø x L en mm	11 x 38	11 x 38	6 x 45
RCF máx. ²⁾	1.968	1.968	1.950
Radio en mm	110	110	109
Adaptador			
Taladro Ø x L en mm	11,5 x 38	11,5 x 38	6,5 x 23
Recipientes por rotor	36	36	120
N° referencia	5277	5277	1357

Rotor oscilante, 4 posiciones | 1624

Rotor		Soporte	
RPM máx. RCF máx.	4.000 min ⁻¹ 2.665	Tapa biológicamente estanca ⁵⁾	1492
Capacidad máx.	4 x 100 ml	N° referencia	1481
Aceler. Deceler. en s, frenado	22 25		
Escuadras Nivel de ruido máx.	90° 55 dB (A)		
N° referencia	1624		



	Pediatría	Microtubos	Rhesus	Tubos ²⁾
Recipientes				
Capacidad en ml	0,5	1,5	2,0	1
Ø x L en mm	10,7 x 46	11 x 38	11 x 38	6 x 45
RCF máx. ²⁾	2.379	2.451	2.451	2.594
Radio en mm	133	135	135	145
Adaptador				
Taladro Ø x L en mm	11,2 x 38	11,2 x 38	11,2 x 38	6,5 x 34
Recipientes por rotor	20	20	20	108
N° referencia	1351	1351	1351	1339

2) Los valores RCF indicados sólo se refieren al rendimiento de los rotores. La RCF máx. para los recipientes de centrifugación usados deberá consultarse a los fabricantes respectivos. Para los tubos de vidrio marcados con nota al pie de página 2) la RCF máx. es de 4.000.

5) Homologada por el TÜV conforme a la norma DIN EN 61010, parte 2-020.