

Rotor oscilante, 8 posiciones | 1611



Rotor

RPM máx. RCF máx.	4.000 min ⁻¹ 2.415
Capacidad máx.	8 x 15 ml
Aceler. Deceler. en s, frenado	22 25
Escuadras Nivel de ruido máx.	90° 53 dB (A)
Nº referencia	1611



Recipientes

	Tubos ²⁾					Recipiente de extracción de sangre / tubos de orina								
Capacidad en ml	5	6	7	10	15	2,6-3,4	2,7-3	4-5,5	4,5-5	7,5-8,2	1,6-5	4-7	4-7	8,5-10
Ø x L en mm	12/13x75	12x82	12x100	13x100	17x100	13x65	11x66	15x75	11x92	15x92	13x75	13x100	16x75	16x100
RCF máx. ²⁾	1.914	1.914	2.415	2.415	2.415	1.914	1.914	1.914	2.415	2.415	1.914	2.415	1.914	2.415
Radio en mm	107	107	135	135	135	107	107	107	135	135	107	135	107	135



Soporte

Taladro Ø x L en mm	13,2x53	13,2x53	13,2x81	13,2x81	17,5x81	13,2x53	13,2x53	17,5x53	13,2x81	17,5x81	13,2x53	13,2x81	17,5x53	17,5x81
Recipientes por rotor	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Nº referencia	1131-A	1131-A	1643	1643	1644	1131-A	1131-A	1132-A	1643	1644	1131-A	1643	1132-A	1644

Rotor oscilante, 12 posiciones | 1628



Rotor

RPM máx. RCF máx.	4.000 min ⁻¹ 2.683
Capacidad máx.	12 x 15 ml
Aceler. Deceler. en s, frenado	22 25
Escuadras Nivel de ruido máx.	55° / 60° / 80° 52 dB (A)
Nº referencia	1628



Recipientes

	Tubos ²⁾		Recipiente de extracción de sangre / tubos de orina						
Capacidad en ml	5	15	2,6-3,4	2,7-3	4-5,5	7,5-8,2	1,6-5	4-7	8,5-10
Ø x L en mm	12/13x75	17x100	13x65	11x66	15x75	15x92	13x75	16x75	16x100
RCF máx. ²⁾	2.236	2.683	2.236	2.236	2.254	2.683	2.236	2.254	2.683
Radio en mm	125	150	125	125	126	150	125	126	150



Soporte

Taladro Ø x L en mm	13,2x53	17,5x79	13,2x53	13,2x53	17,5x53	17,5x79	13,2x53	17,5x53	17,5x79
Recipientes por rotor	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº referencia	1127-A	1621	1127-A	1127-A	1122	1621	1127-A	1122	1621

2) Los valores RCF indicados sólo se refieren al rendimiento de los rotores. La RCF máx. para los recipientes de centrifugación usados deberá consultarse a los fabricantes respectivos. Para los tubos de vidrio marcados con nota al pie de página 2) la RCF máx. es de 4.000.